

หมอนจัดท่านอน

INNOVATION



ปัญหาที่พบ

ทารกไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในท่านอนที่เหมาะสมได้ ผู้ดูแลจำเป็นต้องช่วยจัดท่านอนให้ แต่เดิมใช้ผ้าอ้อมพันเป็นม้วนใช้ดันตัวและรองคอ พบว่าผ้าอ้อมมีจำนวนไม่เพียงพอ และขนาดม้วนผ้าไม่เหมาะสมกับขนาดร่างกาย

ประโยชน์และการใช้งาน

ใช้สำหรับจัดท่านอนในทารกทุกราย ที่เข้ารับการรักษาในงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด ที่สอดคล้องกับแผนการรักษา มีขนาดแตกต่างกัน ผู้ดูแลสามารถเลือกขนาดหมอนจัดท่านอนที่เหมาะสมกับสรีระวิทยาของทารกที่ดูแล

ผลลัพธ์จากการใช้นวัตกรรม

หมอนจัดท่านอน เป็นนวัตกรรมที่ใช้งานง่าย มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดร่างกายทารก สามารถจัดท่านอนทารกให้คงที่ได้ทุก 2-3 ชั่วโมง และยังสามารถป้องกันการเกิดสรีระผิดปกติได้

Neonatal Intensive Care Unit
Thammasat University Hospital